

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÃO					
PRODUTO	Manguito Impermeável	COR	Branco		
		CLASSE DM	I	CATEGORIA DE RISCO ¹	1
REFERÊNCIA	GT210110	TAMANHO	Único	Ø 9 x 43 x Ø 12 cm (x 2)	
PESO PRODUTO (Gramas)	85	GNDM	38260		
COMPOSIÇÃO	100% Lyocell (Têxtil) 100% Poliuretano (Filme)				
EMBALAGEM ² (Dimensões)	- - - - -				
TIPO DE EMBALAGEM	Fornecido em embalagem de plástico, com sistema de abertura e fecho por zip.				

ESPECIFICAÇÕES	
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Usar e guardar afastado de chamas ou fontes de calor; Desinfetar antes de cada reutilização.	Lavável até 60°, Não secar na máquina; Não passar a ferro; Não secar ao sol.

¹ De acordo com Regulamento UE 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2016, anexo I

AVISOS E PRECAUÇÕES					
CONTRAINDICAÇÕES	Não são conhecidas.				
ELIMINAÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASSIFICAÇÃO</th> <td>Resíduo Não Valorizável.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No final de vida útil este produto deve ser depositado em saco fechado e selado em contentor municipal.</td> </tr> </tbody> </table>	CLASSIFICAÇÃO	Resíduo Não Valorizável.	No final de vida útil este produto deve ser depositado em saco fechado e selado em contentor municipal.	
	CLASSIFICAÇÃO	Resíduo Não Valorizável.			
No final de vida útil este produto deve ser depositado em saco fechado e selado em contentor municipal.					
CONTAMINAÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE</th> <th>PARTICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.</td> <td>Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.</td> </tr> </tbody> </table>	INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE	PARTICULARES	Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.	Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.
	INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE	PARTICULARES			
Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.	Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.				
INSPEÇÃO	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; • Todas as costuras; • Coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; • Eventuais deformações no produto. 				
RECOMENDAÇÕES	<p>É recomendado cuidado especial na utilização de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seringas, • Objetos pontiagudos, • Bisturis • Outros objetos. 				
INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO	<p>O produto deve ser imediatamente inutilizado quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ocorrer desgaste no tecido que coloque em causa a sua impermeabilidade; • Apresentar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; • Apresentar desgaste e/ou rompimento das costuras; • Apresenta coloração/ manchas ou infiltração de fluídos. 				

ESPECIFICAÇÕES MATÉRIA-PRIMA - TENCEL™	
Evita a sensação de humidade	CERTIFICAÇÕES MATÉRIA-PRIMA
Regulação da temperatura corporal	
Impermeável	DIN 53515/90
Evita a proliferação de bactérias causadoras do mau odor	ISO 527- 3/2/200